


Hervorragende Qualität zum besten Preis

ProPet 60

Veterinär Farbdoppler-Ultraschallsystem



Arten




ProPet 60

Alle Kreaturen sind wundervoll - ob klein oder groß. Tiere sind die engsten Freunde und vertrautesten Partner des Menschen. SonoScape hat sich immer der Erforschung engagierter diagnostischer Bildgebungslösungen für veterinärmedizinische Bedürfnisse verschrieben. Mit dem Start einer neuen Phase in der Ultraschallbildgebung bringt SonoScape die brandneue ProPet-Serie auf den Markt, um professionelle veterinärmedizinische Lösungen für eine Vielzahl von Arten anzubieten - vom kleinen Vierbeiner bis hin zum großen Tier.

Unter Berücksichtigung der wichtigsten Wünsche und Anforderungen von Tierärzten bietet ProPet 60 als kosteneffiziente Ultraschalllösung eine feine Kombination aus herausragender klinischer Präzision, gesteigerter Produktivität und durchdachtem Arbeitsablauf für die tägliche Praxis von Tierärzten. Mit der vollständigen Palette an HD-Sonden verfügt es über alles, was Sie für die Bildgebung brauchen: Es zeigt abdominale, reproduktive, orthopädische und sogar kardiale und thorakale Bereiche in klarster Darstellung - bis hin zu kleinsten Strukturen. Dabei maximiert es den Nutzen und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.


Eine spezialisierte Software für die veterinärmedizinische Versorgung

Der ProPet wurde für Tierärzte konzipiert, um in allen veterinärmedizinischen Anwendungen ein sehr hohes Maß an Professionalität zu garantieren. Mit der speziell auf Tierärzte zugeschnittenen Software können sie eine intuitive Bedienung und präzise Diagnosen auf schnellstem Wege erhalten.




Flexibler und intuitiver Tierarzt-Untersuchungsmodus

Dies macht es einfach, aus einer Liste von Tierarten, Sonden sowie Voreinstellungen in nur einem Klick auszuwählen.



Besondere Benutzeroberfläche für die Eingabe von Tierpatienteninformationen

Diese ist speziell für die veterinärmedizinische Umgebung konzipiert und verfügt über Felder für den Namen des Tieres, die Art, die Rasse und den Kastrationsstatus.



Benutzerdefinierbare Tierklassifizierung

Tierärzte können Tierarten und entsprechende grafische Untersuchungssymbole in den Systemeinstellungen für spezifische veterinärmedizinische Anwendungen benutzerdefiniert anpassen.



Professionelle veterinärmedizinische Messungen und Berichte

Es deckt eine vollständige Palette von Anwendungen wie Reproduktion, Kardiologie und MSK ab und bietet die notwendigen Werkzeuge für die Bedürfnisse des Benutzers, einschließlich spezifischer Tierformeln wie Cornell- und BSA-Formeln.



Measure



Report

Umfassende veterinärmedizinische Bodymarks und Annotationen

Es umfasst über 200 veterinärmedizinische Bodymarks und über 120 veterinärmedizinische Annotationen, einschließlich Kleintiere, Pferde, Nutztiere, Versuchstiere und exotische Tiere mit mehr als 20 Arten.



200+
Veterinärische
Bodymarks



120+
Veterinärische
Annotationen




20+
Arten




Hervorragende Leistung bei der Beurteilung von Bauch und Oberfläche

Klinische Sicherheit erfordert eine hohe Leistung und modernste Hilfsmittel. ProPet ist mit weiterentwickelten Anwendungen für die Beurteilung von Bauch und Oberfläche konzipiert, die Tierärzten in der täglichen klinischen Praxis helfen wie nie zuvor.




Strain Elastography
Bietet eine Echtzeit-Gewebeversteifungsbeurteilung, die als Farbkarte angezeigt wird, um potenzielle Anomalien im normalen Gewebe zu erkennen. Verfügbar auf linearen, konvexen, Mikrokonvex- und Endo-Cavity-Sonden, um eine Vielzahl von Anwendungen abzudecken.




Vis-Needle
Zeigt die Position der Nadel in der Anatomie des Tieres ohne Verzerrung bei Eingriffen wie Nervenblockaden und Gewebebiopsien.



SR Flow
Ermöglicht eine dynamische und lebendige Doppler-Darstellung mit hoher Empfindlichkeit und gewährleistet gleichzeitig einen realistischen Nachweis für die Erkennung langsamer Strömungen.



μ-Scan+
Es wurde sorgfältig entwickelt, um Flecken zu reduzieren und gleichzeitig die Gleichmäßigkeit der Bilder und Kontinuität der Ränder zu verbessern, was eine authentische Darstellung von Details und eine verbesserte Darstellung von Läsionen ermöglicht.




HQ Scan
A newly develops to enhance the contrast and whole image structure with better details.


Professionelle Sonden für Bauch + Oberfläche




L742
Ultra HD-Linearsonde
Hervorragende, detaillierte Oberflächenscans, Kleinteile und Sehnenscans
Hochauflösende Untersuchungen des Abdomens



C613
Niederfrequenz-Mikrokonvexsonde
Allgemeine Ultraschalluntersuchung
Abdominal- und Herzuntersuchung bei Katzen und kleinen Hunden



C322
Niederfrequenz-Mikrokonvexsonde
Allgemeine Ultraschalluntersuchung
Abdominal- und Herzuntersuchung bei großen und mittelgroßen Hunden




3C-A
Ultra HD
Hochauflösende
Abdominaluntersuchungen




Verbesserte Herzversorgung mit umfassendem Vertrauen

Ausgestattet mit SonoScapes komplettem Sortiment an Phased-Array-Sonden (7P-A, 2P1), hochentwickelter Verarbeitungstechnologie und modernsten kardiologischen Instrumenten bietet die ProPet-Serie Veterinärmedizinerinnen eine umfassende Beurteilung der Herz- und Myokardfunktionen.




TDI

Verwendet myokardiale Doppler-Frequenzverschiebungen zur Quantifizierung der myokardialen Gewebewegung, wobei Rot und Blau die verschiedenen Richtungen der Wandbewegung darstellen.




MQA

Die präzise Erkennung der linksventrikulären Wandbewegung mit globalem 2D-Speckle-Muster-Tracking ermöglicht eine genaue quantitative Analyse einschließlich Dehnung, Dehnungsrate, Verschiebung, Geschwindigkeit usw. an den Myokardwänden.



AMM

Erfasst Daten mit bis zu drei Abtastlinien auf einmal, um eine detaillierte Bewertung der Wandbewegung zu ermöglichen. Es verbessert die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der linksventrikulären Messung erheblich.



Auto EF

Die automatische Berechnung der Ejektionsfraktion auf der Grundlage der linksventrikulären Wandabbildung und der Simpson-Regel spart im Vergleich zur manuellen Messung Zeit und Mühe.

Professionelle Kardiosonden



7P-A

Mittelfrequenz-Phased-Array-Sonde
Herzsonde für Katzen sowie mittelgroße und kleine Hunde



2P1

Ultra HD-Niederfrequenz-Phased-Array-Sonde
High-Definition-Echokardiologie für große und mittelgroße Hunde

Reibungslose Abläufe für eine bessere Benutzererfahrung

Die Arbeit von Tierärzten kann aufgrund der täglichen Anforderungen sehr anstrengend sein. SonoScape ist bestrebt, Tierärzte so gut wie möglich vorzubereiten, damit sie sich auf das konzentrieren können, was ihnen am Herzen liegt. Eine bessere Benutzererfahrung war schon immer unser Ziel und wird es auch bleiben.

Gestraffter Workflow

Sono-Drop

Ermöglicht eine schnelle und bequeme Übertragung von Ultraschallbildern zwischen Ultraschallgerät und smarten Geräten.




Sono Assistant

Führt den Arzt durch die gesamte Untersuchung und bietet ein anpassbares Scanprotokoll, das den Arbeitsablauf strafft und die Standardisierung erhöht.




Sono-Synch

Ermöglicht die Verbindung von Ultraschall mit smarten Geräten, Laptops oder sogar anderen Ultraschallsystemen aus der Ferne und die Durchführung von medizinischen Konsultationen und Anleitungen aus der Ferne.




Smarte Tools




Auto Optimization

Bietet intuitive 2D-, Farb- und Doppelbildoptimierung auf Knopfdruck durch intelligente Echtzeit-Algorithmen.



Auto Bladder

Eine zentrale Blasenwandverfolgung und Volumenmessung von Auto Bladder kann effizient genauere Konturen und Ergebnisse liefern, die nicht von der Blasenform und -größe abhängig sind.



Auto Trace

Es kann das PW/CW-Spektrum automatisch verfolgen, was den Ärzten hilft, Messungen einfach und bequem durchzuführen.

Komfort und Produktivität - schon im Design angelegt



Großer Monitor und Touchscreen



Mehrstufiger Gel-Wärmer mit Temperaturregelung



Staubschutz und Schutztasche




Integrierter Akku mit langer Laufzeit




5 Sondenanschlüsse aktiv

Beeindruckende Bilder - zum Greifen nah


ProPet 60 kombiniert die modernste und intelligenteste Software mit der Single-Crystal-Schallsonden-Technologie - das alles, um außergewöhnliche Bildgebung zu liefern. Dabei definiert es die feinsten pathologischen Strukturen bei großen Doggen wie kleinen Exoten und steht für wesentlich bessere klinische Ergebnisse.




Canine Cardiac Blood Flow



PW Mode of Feline Iliac Artery




Bladder Deposit



Bladder Deposit




Canine Renal Blood Flow



TDI Mode of Canine Heart



Short Axis View of Papillary Muscle



M Mode of Canine Heart