

NEU!



Vitalograph Pneumotrac-USB

Das PC-Spirometer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin.

Vitalograph®
Ihr Spirometrie-Partner

Vitalograph Pneumotrac-USB




Das PC-Spirometer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin.

Das handliche Vitalograph Pneumotrac-USB wird komplett mit attraktiver Hard- und Software geliefert und direkt an Ihren Laptop oder PC angeschlossen. Die nachhaltige Messtechnologie vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“ zeichnet sich neben absoluter Genauigkeit durch Langlebigkeit und geringe Folgekosten aus.

Sie sparen teure Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten und -Atemrohre.

Die clevere Diagnose-Software Vitalograph Spirotrac® V mit tollen Animationen ist einfach zu bedienen und eignet sich optimal für die Erhebung, Speicherung und Analyse von Langzeitdaten Ihrer Patienten.

Über die integrierte GDT-Schnittstelle ist eine Einbindung in alle gängigen Praxissoftwareprogramme möglich.



Leistungsmerkmale des Vitalograph Pneumotrac-USB

- Attraktiv designtes Spirometer in handlicher Abmessung
- Nachhaltige Messtechnologie ohne teure Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten und -Atemrohre
- Offizieller Spirometrie-Partner des TÜV-Rheinland
- Clevere Diagnose-Software mit tollen Animationen, Echtzeitkurven, Interpretation und Therapieverlauf
- In Praxissoftware einbindbar via GDT-Schnittstelle
- Alle Parameter für EBM, DMP und Arbeitsmedizin



Geeignet für alle gängigen Praxissoftware-Systeme, z.B.:

- ✓ Albis
- ✓ COMPUMED M1
- ✓ DOCcomfort/concept
- ✓ Ixx.comfort/concept/isnet
- ✓ ISIS MED
- ✓ MEDISTAR
- ✓ TURBOMED
- ✓ SAMAs
- ✓ Medisoft

Bestellinformationen

- 77703 Vitalograph Pneumotrac-USB
- 36020 Kalibrationspumpe 3-Liter für Praxis-QM
- 28350 BVF™ Bakterien-Viren-Filter mit Mundstück (50)
- 20303 Einmal-Nasenklappen (200)

Vitalograph GmbH
 Rellinger Straße 64a
 20257 Hamburg
 Germany
 Tel.: +49 40 547391-0
 Fax: +49 40 547391-40
 E-Mail: info@vitalograph.de
 www.vitalograph.de